



# STERYL Damigiane

.....  
Pastillas flotantes antiflora  
.....

## → DESCRIPCIÓN TÉCNICAS

Las pastillas antiflor Steryl están compuestas por un soporte inerte de parafina purísima en la cual ha sido solubilizado isosulfocianato de alilo bajo forma de esencia natural de mostaza, sustancia volátil dotada de un elevado poder antiséptico especialmente frente a microorganismos aeróbicos.

La pastilla Steryl sustituye de manera ventajosa al aceite de vaselina y a las tapas flotantes utilizadas para evitar el desarrollo de la flora que tiende a formarse de manera habitual sobre la superficie de los vinos almacenados en cisternas, depósitos de madera, tanques, garrafones y damajuanas. Los microorganismos responsables de la formación de la flor están presentes en algunas especies de levaduras de metabolismo predominantemente oxidativo. Esta alteración es acompañada por una pérdida de graduación alcohólica y por la formación de aldehído acético al cual se debe el olor avinagrado de los vinos afectados por el velo.

Las pastillas Steryl, flotan sobre la superficie del líquido, liberando lentamente el isosulfocianato de alilo que otorga esterilidad al aire presente de esta forma se logra no sólo inhibir la flora sino otras alteraciones bacterianas y enzimáticas de carácter oxidativo que se manifiestan en la superficie.

## → COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Isosulfocianato de alilo bajo forma de esencia natural de mostaza en soportes de parafina.  
Peso de cada pastilla: 1 g.

## → DOSI DE EMPLEO

Sumergir dentro del recipiente en que se quiera prevenir del velo una pastilla Steryl del tipo correspondiente (para cisternas, depósitos de madera, tanques, garrafones y damajuanas).

## → FORMA DE EMPLEO

En los casos de contenedores de gran capacidad o semillenos, o que contengan vinos de baja graduación, será oportuno agregar un cierto número de pastillas según los casos.

La duración de la acción antiflora de las pastillas Steryl varía en función del sistema de cierre y del volumen del aire a esterilizar, por lo cual las pastillas se deberán reponer cuando se perciba que han perdido su efecto. Durante el verano o con temperaturas de conservación elevadas las pastillas deberán ser renovadas con mayor frecuencia.





## STERYL Damigiane

### → CONSERVACION Y CONFECCION

Las pastillas Steryl se producen según los más modernos procedimientos industriales automatizados, lo cual garantiza una calidad constante. El envase que se utiliza está constituido por láminas de aluminio y plástico, lo que asegura una conservación ilimitada, manteniendo inalteradas en el tiempo las características de eficacia antiflora.

n. 50 bolsas con 12 pastillas por bolsa.

