



MALOLACT Acclimatée 4R

.....
Coltura di batteri efficace nel condurre la fermentazione malolattica e adatta per vini ad elevato contenuto tannico
.....



→ DESCRIZIONE TECNICA

Preparato di batteri malolattici, *Oenococcus oeni*, selezionati in vini rossi con una elevata concentrazione di polifenoli (IPT maggiore di 75), grado alcolico superiore a 13,5% vol., pH compreso fra 3,2 e 3,5 e tenore in solforosa libera fra 20 e 30 mg/L.

Le prove di cantina hanno messo in evidenza che **Malolact Acclimatée 4R** conduce rapidamente la fermentazione malolattica quando viene inoculato a temperature maggiori di 20°C e l'acido malico viene consumato completamente anche a 12°C. Non produce ammine biogene.

→ COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Oenococcus oeni

→ MODALITÀ D'USO

Prelevare **Malolact Acclimatée 4R** dal congelatore 30 minuti prima del loro impiego. Dopo l'aggiunta al vino, agevolare la miscelazione con un breve rimontaggio.

→ CONSERVAZIONE E CONFEZIONI

Conservare a temperature inferiori a -20°C.
Dopo aver aperto la busta, i preparati devono essere utilizzati completamente per evitare perdite di attività dovute all'umidità.

Busta per l'inoculo di 25 hL.
Busta per l'inoculo di 250 hL.
Busta per l'inoculo di 1000 hL.

