



ACID+

Regenerálószer pH-STAB 2.0-hoz

→ LEÍRÁS

Acid+ pH-STAB 2.0 regenerálására és higiénizálására használandó.

Az ioncserélő gyantát minden alkalmazás után regenerálni kell és vissza kell állítani a H⁺ ionok cseréjét biztosító körülményeket.

5 savas mosás után javasolt egy lúgos mosás az Alca- termékkel. A borokban történő kation cserére használt berendezések esetében a gyanták regenerálásához használt termékeket úgy kell tekinteni, mint savasító műveletekhez használt termék, kötelező regisztráció vonatkozik rá.

→ ÖSSZETÉTEL ÉS TECHNIKAI JELLEMZŐK

Kénsav.

→ ADAGOLÁS

A gyanta mennyiségének 17%-a.

→ ALKALMAZÁS

Vizes oldatban keringetéssel.

→ TÁROLÁS ÉS CSOMAGOLÁS

Tárolása hűvös és száraz helyen, fénytől és közvetlen hőtől távol.

Nettó 25 kg-os kannák.

Nettó 220 kg-os hordók.

Nettó 1200 kg-os BIG.

