



# ENDOZYM® Velluto

Folyékony enzimmészítmény áztatáshoz



## → LEÍRÁS

Ennek az arabináz aktivitásban gazdag terméknek a speciális összetétele a Torinói Egyetemen együttműködésben végzett kutatásból származik, amelynek célja a poliszacharidok, valamint a kevésbé oxidálható és keserű polifenolvegyületek szőlőből való extrakciójának fokozása.

## → ÖSSZETÉTEL ÉS TECHNIKAI JELLEMZŐK

*Aspergillus niger*-ből származó pektináz és arabináz alapú enzimmészítmény (Pektinliáz EC 4.2.2.10, 160 U/g , Pektinészteráz EC 3.1.1.11, 800 U/g ; L-arabináz EC 3.2.1.99, 600 U/g).

## → ADAGOLÁS

1 - 4 g/hl vagy mázsa kezelendő termék.

## → ALKALMAZÁS

A termék folyadék, automatikusan adagolható közvetlenül a szőlőhöz adva.

## → TÁROLÁS ÉS CSOMAGOLÁS

Eredeti, lezárt csomagolásban, fénytől védve, hűvös, száraz helyen, 20°C alatti hőmérsékleten tárolandó. Ne fagyassza.

Lehetőleg a csomagoláson feltüntetett időpontig használja fel. Felbontás után a terméket szorosan lezárva hűtőszekrényben kell tartani, és a lehető leghamarabb fel kell használni.

Az enzim aktivitás a termékben stabilizált. Ha vizuális analízis alapján higiéniai változásra utaló jelentős makroszkópos jelek nem észlelhetők (penésztelepek, zavarosság, pezsgés, duzzanat), a felbontott termék felhasználható. Ha kétségei vannak, forduljon az AEB szakembereihez.

Nettó 0,250 kg-os flakonok 1 kg-os kartonokban.

Nettó 10 kg-os kannák.

