



ENDOZYM® Velluto

Preparado enzimático líquido para uso em maceração.



→ DESCRIÇÃO TÉCNICA

A formulação específica deste produto, rico em atividade arabanásica, é o resultado de investigações realizadas em colaboração com a Universidade de Turim para aumentar a extração de polissacarídeos de uvas e compostos polifenólicos menos oxidáveis e amargos.

→ COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Preparação enzimática à base de pectinase e arabanase de *Aspergillus niger* (Pectinliase EC 4.2.2.10, 160 U/g, Pectinesterase EC 3.1.1.11, 800 U/g; L-arabanase EC 3.2.1.99, 600 U/g).

→ DOSES A APLICAR

Utilizar de 1 a 4 g/hL ou quintal de produto a tratar.

→ INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

O produto é em forma líquida e pode ser doseado automaticamente, adicionando-o diretamente na uva.

→ CONSERVAÇÃO E EMBALAGEM

Conservar na embalagem original selada, protegida da luz, em local fresco e seco e a uma temperatura inferior a 20°C. Não congelar.

Consumir de preferência na data indicada na embalagem.

Uma vez aberto, o produto deve ser mantido bem fechado no frigorífico e consumido o mais rápido possível.

A atividade enzimática do produto é estabilizada. Se uma análise visual não mostrar sinais macroscópicos significativos de mudança higiênica (colônias de mofo, turvação, efervescência, inchaço), o produto aberto pode ser usado até o esgotamento. Em caso de dúvida, entre em contato com o serviço técnico da AEB.

- Frascos de 0,250 kg em caixas de 1 kg.
- Caixas de 10 kg.

